



ORCA 接続操作マニュアル

第1章 インストール編

インストール	2
ソフトウェアの起動	6

第2章 操作編

レセプトの準備	9
操作方法	9
ログ情報	11

第3章 その他編

ソフトウェアのアンインストール	12
-----------------	-------	----


開発： **DX Care** DX CARE株式会社

販売：  **ニチイ** 株式会社ニチイ学館

第1章 インストール編

インストール


所定の場所よりダウンロードしたファイルを右クリックしてメニューを表示し、「すべて展開」を選択して解凍します。



解凍するといくつかのファイルが出来ますので、「setup.exe」をダブルクリックするか、または右クリックしてメニューを表示して「開く」を選択して実行します。



または右クリック




【注意】


既にインストールされている場合や上記の setup.exe を実行して、左のメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックした後、アンインストールし再度インストールします。

(アンインストール方法は「第3章 その他編」参照)


「次へ」をクリックします。




インストールフォルダと「ユーザー」の選択をします。表示されているフォルダで問題ない場合や分からない場合は「次へ」をクリックします。




「インストールの確認」画面になりますので、「次へ」をクリックします。




ユーザーアカウント制御の確認画面が出たら「はい」をクリックします。



インストールが開始します。




「インストールが完了しました」と表示されたらインストール完了ですので、「閉じる」をクリックします。




ソフトウェアの起動

デスクトップ上に作成された ChkEyeCL のアイコンをダブルクリックするか、右クリックして「開く」を選択します。



ソフトウェアが起動します。



※表示のユーザーID、パスワードはお客様によって異なります。

1. 「接続」タブ


①指定の「ユーザーID」、「パスワード」を入力して「テスト」をクリックします。

「認証が完了しました。」と表示されたらテスト成功です。

「設定保存」をクリックして保存します。

次回起動時には「ユーザーID」、「パスワード」が保存されています。


②「終了」ボタンで終了します。



③「接続」ボタンをクリックして、「ユーザーID またはパスワードに誤りがあります」と表示されたら、入力しなおします。

2. 「環境設定」タブ

① ORCA(日医標準レセプトソフト)の設定



「環境環境」タブをクリックして切り替えます。

「サーバーIP」に ORCA の IP アドレス、「DB User」に ORCA データベースに接続するためのユーザーID、「DB Pass」に同パスワード、DB Name に同データベース名をそれぞれ入力します。

※分からない場合は ORCA サポート事業所にお問い合わせください。

②接続テスト

①で入力した内容で「テスト」をクリックして接続できるか確認します。

「ORCA 接続が完了しました」と表示されたらテスト成功です。




「設定保存」をクリックして保存します。次回起動時には「ORCA 環境」が保存されています。



「ORCA サーバーに接続できません」と表示されたら、入力しなおします。

3. 「Upgrade」タブ



- ① 現在のプログラムが新しいプログラムよりもバージョンが低い場合、プログラムのダウンロードとプログラムの Re-Install ボタンが表示されます。
※同じ場合は何も表示されません。
- ② 「プログラムダウンロード」ボタン
新規プログラムをダウンロードします。
- ③ 「プログラム Re-Install」ボタン
現在のプログラムを削除し、新規プログラムを再インストールします。
- ④ プログラム Re-Install が失敗した場合は、以下のように順番に進みます。
【Re-Install が失敗したときの対策方法】
 1. ダウンロードフォルダ(C:¥Rc_lsCL¥release)に移動します。
 2. README.txt ファイルを開き、記載のとおり、順番にインストールします。

第2章 操作編

レセプトの準備


ORCA(日医標準レセプトソフト)の電子レセプトを取り込むには、ORCA でレセプト電算データが作成されていることが前提となります。

ORCAの「業務メニュー」→「42 明細書作成」において、チェックする当月分のレセプトが作成されているか確認後、操作を行ってください。


※レセプト電算データが作成されていない場合は「データなし」と判断されます。

操作方法

①ORCA サーバーへの接続




「環境設定」タブのこのテストが問題なければ、「接続」をクリックします。



上の画面に切り替わるので診療年月を入力し、「社保」、「国保」、「後期高齢者」のいずれかにチェックを入れて「送信」をクリックします。

「送信」が完了すると下図のメッセージが表示されます。



ORCA の当該の電子レセプトが作成され、レセプトチェッカーLS サーバーに送信されます。送信されると自動的にサーバーに取り込まれます。2分から7分経過後、レセプトチェッカーLS サーバーで点検を行います。画面上にも下段にログが表示されています。



「点検 Call」ボタンをクリックするとブラウザが起動し「レセプトチェッカーLS」のログイン画面が表示されます。「クリア」ボタンをクリックすると下段のログが消去されます。「自動点検」にチェックすると、自動チェックまでサーバーで実行します。(新機能)「終了」ボタンまたは×印(下図赤枠)をクリックすると終了します。

ログ情報

ソフトウェアをインストールするとインストール先(ローカルディスク C またはユーザー指定先)に ChkEyeCL というフォルダが作成されます。このフォルダ内に Data と Log フォルダが作成されます。Data フォルダには電子レセプトファイル、Log フォルダにはログファイルが作成されます。


Data フォルダ内の電子レセプトファイルでサーバーにアップされた電子レセプトの内容が確認できます。

また、ログファイルは通常使用することはありませんが、動作が不安定な場合、原因究明のためサポートから Log ファイルの確認をお願いすることがあります。


第3章 その他編

ソフトウェアのアンインストール

インストーラの一覧から ChkEyeCLUinstall.bat を実行します。




下記のメッセージが表示されましたら、「詳細情報」をクリックします。




「実行」ボタンが表示されるのでクリックします。

Windows インストーラーが表示されますので、「はい」をクリックします。




ユーザーアカウント制御の確認画面が出たら「はい」をクリックします



アンインストールの進行メッセージが終了したらアンインストールは完了です。



一緒に表示されている下記の画面も終了します。





—ORCA 接続操作マニュアル—

2024年2月19日

開発：  DX CARE株式会社

販売：  ニチイ 株式会社ニチイ学館

■お問い合わせ

 DX CARE株式会社

サポートデスク

〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目2-12 VORT 2F

 0120-734-984 FAX:03-6821-0209

E-mail:rc-support@dx-care.com

URL:<https://dx-care.com/>